



Głogów, dnia 14 kwietnia 2020

**POSTĘPOWANIE Z PRZYŁBICAMI / GOGLAMI / OKULARAMI WIELORAZOWEGO UŻYTKU
ZE WZGLĘDU NA RYZYKO ROZPYLENIA AREOZOLU OBOWIĄZUJE ZAKAZ STOSOWANIA
PREPARATÓW W SPREY BEZPOŚREDNIO NA PRZYŁBICE / GOGLE / OKULARY !!!**

1. PRZYŁBICE, GOGLE, OKULARY PO UŻYCIU NALEŻY DEZYNFEKOWAĆ POPRZECZ **ZANURZENIE** W ROZTWORZE PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO:
 - INCIDIN ACTIV 2 % - czas 15 min
 - INCIDIN PRO 0,25 % - czas 5 min,
 - CHLORAMIX DT 15 MIN - 1 tabletką na 1,5 l wody

2. DOZWOLONE JEST **PRZECIERANIE** SPRZĘTU GOTOWYMI CHUSTECZKAMI Z PREPARATEM DEZYNFEKCYJNYM np. MELISEPTOL HBV, MEDIWIPES **LUB KAŻDYMI INNYMI** DOSTĘPNYMI W APTECE CHUSTECZKAMI DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU O DZIAŁANIU **WIRUSOBÓJCZYM (V)**.

LUB **PRZECIERANIE** CHUSTECZKAMI NASĄCZONYMI PREPARATAMI
NIE SPRYSKIWAC NA SPRZĘT TYLKO ZWILŻYĆ CHUSTECZKE I PRZECIERAĆ !
 - INCIDIN FOAM,
 - MELISEPTOL NEW FORMULA,
 - BACTICID AF

3. POWIERZCHNIA PRZYŁBIC / GOGLI / OKULARÓW W PRZYPADKU PRZECIERANIA POWINNA POZOSTAĆ WILGOTNA CO NAJMNIEJ 1 MIN, DO CZASU ZADZIAŁANIA PREPARATU

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Medycznych
Edward Schmidt

PERKOŹNIAK
Specjalista Chirurg Dziecięcy
3562512